

# Viawant® Latex Pro

## Latex Untersuchungshandschuhe

**ADEBO**  
medical

unsteril

puderfrei

Qualitativ hochwertig hergestellte Untersuchungshandschuhe aus Latex. Sie sind puderfrei, unsteril, polymerbeschichtet mit texturierten Fingerspitzen und beidhändig verwendbar. Geeignet für den Einsatz sowohl in medizinischen, kosmetischen und Lebensmittelbereichen, als auch im Labor und beim Umgang mit Chemikalien und Desinfektionsmitteln.



### Eigenschaften

- Farbe Hell-beige
- Material aus Naturkautschuk (Latex)
- Beidhändig tragbar, Manschetten mit Rollrand
- Oberfläche: Texturierte Oberfläche
- Wandstärke Handflächenstärke: 0,11 mm; Fingerstärke: 0,12 mm
- Hilfsmittelnummer: 19.99.01.0035
- AQL-Wert: gemäß EN 455 (1) AQL - 1,5
- Größen: XS, S, M, L, XL, Länge: 240mm
- Lagerung: Bei Zimmertemperatur, trocken, staubfrei und mäßig gelüftet lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen.
- Haltbarkeitsdauer: 5 Jahre

### Qualitätssicherung

- Medizinprodukt der Klasse I gemäß MP-Verordnung (EU) 2017/745, geeignet für Untersuchungen/Arbeiten im medizinischen Bereich.
- Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß VO 1935/2004. Geprüft gemäß BfR XXI. für den kurzzeitigen Kontakt mit Lebensmitteln.
- Die Handschuhe sind als Persönliche Schutzausrüstung (PSA) der Kategorie III gem. der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 eingestuft und halten die Verordnung ein, indem sie den anwendbaren harmonisierten europäischen Normen EN 420 und EN ISO 374 entsprechen.

**Hinweis** Das Produkt besteht aus Naturkautschuk-Latex, das zu allergischen Reaktionen führen kann. Personen mit Verdacht auf Latexallergie sollen das Produkt nicht verwenden

Größe	Art.-Nr.	EAN (Verpackung)	EAN (Karton à 10)	PZN	PPN
<b>XS</b>	80101	4260255420237	4260255421708	9730349	110973034904
<b>S</b>	80201	4260255420244	4260255421715	9730355	110973035567
<b>M</b>	80301	4260255420251	4260255421722	9730361	110973036133
<b>L</b>	80401	4260255420268	4260255421739	9730384	110973038486
<b>XL</b>	80501	4260255420275	4260255421746	9730390	110973039052

ADEBO Medical & Trade GmbH  
Olivaer Platz 3, 10707 Berlin

Web [www.adebo-medical.de](http://www.adebo-medical.de)  
Mail [info@adebo-medical.de](mailto:info@adebo-medical.de)

Tel +49 30 8870 85 39-0  
Fax +49 30 8870 85 39-1