

# Peha-soft® vinyl powderfree



Der puder- und latexfreie Untersuchungshandschuh aus Vinyl

### Charakteristik

Latexfreie Einmal-Untersuchungshandschuhe aus weichem Vinyl, puderfrei; durch Polymer-Innenbeschichtung leicht anzuziehen; reißfest, gute Passform und ausgezeichnetes Tastempfinden; links und rechts zu tragen.

### Anwendung

Als strapazierfähiger medizinischer Handschuh zum einmaligen Gebrauch in allen Bereichen, in denen das Personal durch Kontamination gefährdet ist. Insbesondere geeignet für Personen, die auf Handschuhpuder überempfindlich reagieren oder mit Allergien gegen Latexproteine (Typ-I-Allergie) oder Beschleunigern (Typ-IV-Allergie). Medizinprodukt nach EN 455.



Handelsformen		Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittelnummer	Packungs-inhalt	VE Pack.*
Peha-soft® vinyl powderfree, unsteril, in Spenderkartons	X-Small	942 169	06682414		100 Stück	10
	Small	942 170	08909477	19.99.01.0900	100 Stück	10
	Medium	942 171	08909483	19.99.01.0900	100 Stück	10
	Large	942 172	08909508	19.99.01.0900	100 Stück	10
	X-Large	942 173	06682420		100 Stück	10

\* Versand-Einheiten in Packungen