

Zahnprothesenbehälter mit Einsatz Artikelnr.: L-09198



Material:	Polypropylen (PP)
Eigenschaften:	Autoklavierbar bis 130° C Schmelztemperatur des Materials: ca. 153° C
Verwendungszweck:	zum Transportieren und Aufbewahren von Zahnprothesen
Farbe:	L-09198 komplett weiß L-09198-B weiß mit hellblauem Deckel L-09198-G weiß mit grünem Deckel L-09198-P weiß mit pinkfarbenem Deckel
Qualitätskontrolle:	Rückverfolgbarkeit durch LOT-Nummern
Verpackung:	20 Stück im Umkarton