

# Viawant® Vinyl Pro

## Untersuchungshandschuhe

**ADEBO**  
medical

unsteril   puderfrei   latexfrei

Qualitativ hochwertig hergestellte Untersuchungshandschuhe aus Vinyl. Sie sind puderfrei, unsteril, latexfrei mit texturierten Fingerspitzen und beidhändig verwendbar. Geeignet für den Einsatz sowohl in medizinischen, kosmetischen und Lebensmittelbereichen.



### Eigenschaften

- Farbe Transparent
- Material aus Vinyl (PVC)
- frei von gefährlichen Weichmachern wie DEHP (Diethylhexyl-Phthalat), DOP (Dioctyl-Phthalat) und DINP (Di-Isononyl-phthalat)
- Beidhändig tragbar, Manschetten mit Rollrand
- Oberfläche: glatt
- Wandstärke Handflächenstärke: 0,07 mm; Fingerstärke: 0,11mm
- Hilfsmittelnummer: 19.99.01.0038
- AQL-Wert: gemäß EN 455 (1) AQL - 1,5
- Größen: XS, S, M, L, XL, Länge: 240mm
- Lagerung: Bei Zimmertemperatur, trocken, staubfrei und mäßig gelüftet lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen.
- UDI-ID: 426025542viawantVPY6

### Qualitätssicherung

- Medizinprodukt der Klasse I gemäß MP-Verordnung (EU) 2017/745, geeignet für Untersuchungen/Arbeiten im medizinischen Bereich.
- Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß VO 1935/2004. Geprüft gemäß BfR XXI. für den kurzzeitigen Kontakt mit Lebensmitteln.
- Diese Handschuhe sind nur für den einmaligen Einsatz bei geringfügigen Risiken geeignet und gehören der PSA Kategorie I (gem. PSA Verordnung (EU) 2016/425)

Größe	Art.-Nr.	EAN (Verpackung)	EAN (Karton à 10)	PZN	PPN
<b>XS</b>	30101	4260255421210	4260255421807	12494390	111249439077
<b>S</b>	30201	4260255421227	4260255421814	12493893	111249389350
<b>M</b>	30301	4260255421234	4260255421821	12493901	111249390144
<b>L</b>	30401	4260255421241	4260255421838	12493918	111249391834
<b>XL</b>	30501	4260255421258	4260255421845	12493924	111249392400