

Corona Antigen Test

COVID-19 Antigen Rapid Test

ADEBO
medical

BfArM gelistet

95% Sensibilität

15 Minuten Test



Beschreibung

Der SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test bietet ein schnelles und zuverlässiges Testergebnis, sowohl für symptomatische als auch für asymptomatische Patienten im Hinblick auf eine SARS-CoV-2 Infektion.

Das SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Kit enthält alle benötigten Materialien und kann von medizinischem Fachpersonal ortsunabhängig verwendet werden.

Eigenschaften

- BfArM gelistet (AT102/20)
- 95,8 % Sensitivität
- 99,0 % Spezifität
- 97,9 % Genauigkeit
- Testergebnis in ca. 15 Minuten
- Einfache Handhabung ohne zusätzliches Analysesystem
- Verpackung: 25 Stück/Box
- Haltbarkeitsdauer: 2 Jahre

Ausführungen

Artikelbeschreibung	Art.Nr.	Pack.-Inhalt	EAN - Verpackung
COVID-19 Antigen Rapid Test	900120	25 Stück	4260255421982

Inhalt

- Einzel verpackte Testkassetten (25 Stk.)
- Puffer der Reagenzlösung: Ampullen mit Salzlösung, 400 µl Einzelpackungen (25 Stk.)
- Reagenzröhrchen mit Düsenkappen (25 Stk.)
- Nasopharyngealabstriche (25 Stk.)
- Packungsbeilage (1 Stk.)

Qualitätssicherung

Medizinprodukt: CE & IVD
Gebrauchsanweisung in DE/EN