

Peha-soft® powderfree

Der puderfreie Untersuchungshandschuh aus Latex

Charakteristik

Einmal-Untersuchungshandschuhe aus weichem Latex, puderfrei; durch Polymer-Innenbeschichtung leicht anzuziehen; texturierter Fingerbereich für optimale Griffbarkeit; hochelastisch und reißfest; hervorragende Passform und ausgezeichnetes Tastempfinden; links und rechts zu tragen.



Anwendung

Als strapazierfähiger medizinischer Handschuh zum einmaligen Gebrauch in allen Bereichen, in denen das Personal in besonderem Maße durch Kontamination gefährdet ist und hohes Tastempfinden und guter Sitz erforderlich sind.

Ideal für Träger, die auf Handschuhpuder überempfindlich reagieren. Medizinprodukt nach EN 455.

Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln.



| Handelsformen | | Artikel-Nr. | PZN | Hilfsmittelnummer | Packungsinhalt | VE Pack.* |
|--|---------|-------------|----------|-------------------|----------------|-----------|
| Peha-soft® powderfree, unsteril, in Spenderkartons | X-Small | 942 159 | 03676057 | 19.99.01.0900 | 100 Stück | 10 |
| | Small | 942 160 | 07126879 | 19.99.01.0011 | 100 Stück | 10 |
| | Medium | 942 161 | 07126885 | 19.99.01.0011 | 100 Stück | 10 |
| | Large | 942 162 | 07126891 | 19.99.01.0011 | 100 Stück | 10 |
| | X-Large | 942 163 | 03676063 | 19.99.01.0011 | 100 Stück | 10 |

* Versand-Einheiten in Packungen