

Viawant® Pink Star

Untersuchungshandschuhe

unsteril

puderfrei

latexfrei

ADEBO
medical

Qualitativ hochwertig hergestellte Untersuchungshandschuhe aus Nitril. Sie sind puderfrei, unsteril, latexfrei mit texturierten Fingerspitzen und beidhändig verwendbar. Geeignet für den Einsatz sowohl in medizinischen, kosmetischen und Lebensmittelbereichen, als auch im Labor und beim Umgang mit Desinfektionsmitteln.



Eigenschaften

- Farbe Pink
- Material aus latexfreiem Nitrilkautschuk (Nitril)
- Beidhändig tragbar, Manschetten mit Rollrand
- Oberfläche: Texturierte Fingerspitzen
- Wandstärke Handflächenstärke: 0,07 mm; Fingerstärke: 0,11mm
- AQL-Wert: gemäß EN 455 (1) AQL - 1,5
- Größen: S, M, L, Länge: 240mm
- Lagerung: Bei Zimmertemperatur, trocken, staubfrei und mäßig gelüftet lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen.
- UDI-ID: 426025542viawantPSXS
- Haltbarkeitsdauer: 5 Jahre

Qualitätssicherung

- Medizinprodukt der Klasse I gemäß MP-Verordnung (EU) 2017/745, geeignet für Untersuchungen/Arbeiten im medizinischen Bereich.
- Diese Handschuhe sind nur für den einmaligen Einsatz bei geringfügigen Risiken geeignet und gehören der PSA Kategorie I (gem. PSA Verordnung (EU) 2016/425)
- Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln.

Größe	Art.-Nr.	EAN (Verpackung)	EAN (Karton à 10)
S	230201	4260255423429	4260255423474
M	230301	4260255423436	4260255423481
L	230401	4260255423443	4260255423498