

Viawant® Nitrile Pro

Nitril Untersuchungshandschuhe PUDERFREI

ADEBO
medical



Allgemeine Beschreibung

Qualitativ hochwertig hergestellte Untersuchungshandschuhe aus Nitril, geeignet für die Verwendung im allgemeinen medizinischen Bereich. Die Handschuhe sind Weiß mit Rollrandmanschetten und texturierten Fingerspitzen. Sie haben eine Universalform und sind beidhändig tragbar. Diese Handschuhe sind chloriniert, pudernfrei und enthalten kein Latex.

Technische Details

Handschuhe	Untersuchungshandschuhe aus Nitril, pudernfrei
Farbe	Weiß
Material	Nitrilkautschuk
Form	Beidhändig tragbar, Manschetten mit Rollrand
Oberfläche	Texturierte Fingerspitzen
Wandstärke	0,10 mm
AQL-Wert gemäß EN 455 (1)	AQL - 1,5
Reißfestigkeit gemäß EN 455 (2)	≥ 6 N vor Alterung; ≥ 6 N nach Alterung
Elastizität	min. 500 % vor Alterung; min. 400 % nach Alterung
Länge und Größen	Länge: 240 – 250 mm, Größen XS, S, M, L, XL
Qualitätssicherung	Hergestellt nach EN 455, EN 374, EN 1186 Medizinprodukt Klasse 1 gemäß CE-Klassifizierung
Haltbarkeitsdauer	3 Jahre
Verpackung	100 Stück = 1 Verpackung 1.000 Stück = 10 Verpackungen = 1 Transporterkarton 72.000 Stück = 720 Verpackungen = 72 Transporterkartons = 1 Palette

Anwendungsbereich

Medizin, Zahn-, Kosmetik- und chemische Industrie, Labore, pharmazeutische Betriebe.
Zugelassen für den Umgang mit Lebensmitteln.

ADEBO Medical GmbH
Olivaer Platz 3, 10707 Berlin
Telefon: 030/88708539 - 0, Fax: 030/88708539 - 1
Internet: www.adebo-medical.de
Email: info@adebo-medical.de

