

Desonova

DGHM / VAH
GELISTET

HACCP

ALDEHYDFREI
PARFÜMFREI

WIRKSAM GEGEN
NORO-VIREN



Flächendesinfektion

- Gebrauchsfertige Lösung zur Anwendung auf wischbeständigen Oberflächen
- Wirkt bakterizid (inkl. MRSA), tuberkulozid, levurozid
- Wirkt begrenzt viruzid (HBV/HIV, BVDV (HCV), Influenza-/Grippe-Viren) (alle behüllten Viren gemäß aktueller RKI-Empfehlung)
- Wirksam gegen Noro-, Rota-, Adeno-, SV40-Viren
- Praxisgerechte Einwirkzeiten
- Schnelles Trocknen
- HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung

Anwendung:

Zur Desinfektion von wischbeständigen Oberflächen und medizinischem Inventar. (Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen wie z. B. Acrylglas, Polycarbonatglas etc.)

Ausführungen:

Desonova - Flächendesinfektion

Artikelbeschreibung	Duft	Pack.-Inhalt	Art.Nr.	EAN	PZN	Pack./VE
Flächendesinfektion	Neutral	500 ml	13050	4260255421401	13743990	18
Flächendesinfektion	Neutral	1 L	13060	4260255421418	13744009	12
Flächendesinfektion	Neutral	5 L	13080	4260255421425	13744015	2
Flächendesinfektion	Neutral	10 L	130160	4260255421432	13744044	1

Einwirkzeiten:

Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid	konzentriert - 1 Minute
TBC (M.-terrae)	konzentriert - 1 Minute
BVDV/(HCV)-Inaktivierung	konzentriert - 30 Sekunden
Vaccinia-Viren	konzentriert - 30 Sekunden.
Rota-Viren	konzentriert - 30 Sekunden
Noro-Viren (MNV)	konzentriert - 5 Minuten

Zusammensetzung:

100g Lösung enthalten: Wirkstoffe: 43 g Ethanol, 0,05 g Didecyldimethylammoniumchlorid

Qualitätssicherung:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG, VAH, HACCP

CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen

CE-Klassifizierung: Klasse IIa

Verwendbarkeit: 3 Jahre

Standzeit: nach dem Öffnen innerhalb von 12 Monaten verbrauchen.

Symbole:

