

Viawant® Latex Pro

Latex Untersuchungshandschuhe PUDERFREI, UNSTERIL

ADEBO
medical



Allgemeine Beschreibung

Untersuchungshandschuhe aus Latex, geeignet für die Verwendung im medizinischen Bereich. Die Handschuhe sind in Naturfarbe mit Gelbton (weiß), mit Rollrandmanschetten und texturierter Außenoberfläche. Sie haben eine Universalform und sind beidhändig tragbar. Diese Handschuhe sind unsteril und puderfrei und haben ein besonders gutes Tastgefühl.

Technische Details

Handschuhe	Latex Untersuchungshandschuhe puderfrei, unsteril und polymerbeschichtet
Farbe	Naturfarbe mit Gelbton (weiß)
Material	Naturalatex
Form	Manschette mit Rollrand
Oberfläche	Texturierte Außenoberfläche
AQL-Wert gemäß EN 455 (1)	AQL - 1,5
Proteingehalt in µg/g	<50 µg/g nach modifizierter Lowry Messmethode
Reißfestigkeit gemäß EN 455(2)	≥ 9 N vor Alterung; ≥ 6 N nach Alterung
Elastizität	800 %
Länge und Größen	Länge: 240 – 250 mm, Größen XS, S, M, XL
Qualitätssicherung	VIAWANT® Latex Pro ist entsprechend EN 455 (1, 2, 3), EN 1186 hergestellt. Medizinprodukt Klasse 1s gemäß CE-Klassifizierung
Haltbarkeitsdauer	3 Jahre
Verpackung	100 Stück = 1 Packung 1000 Stück = 10 Packungen = 1 Karton

Anwendungsbereich

Empfohlen für die Stomatologie

ADEBO Medical GmbH
Olivaer Platz 3
10707 Berlin
Tel.: 030/31162802, Fax: 030/31162803
Internet: www.adebo-medical.de; Email: info@adebo-medical.de

