

Zahnwatterollen unsteril Artikelnummer 09060



Material:	Baumwolle, chlorfrei gebleicht
Eigenschaften:	Hohe Saugkraft, kein Ankleben oder Ansaugen
Farbe:	weiß
Zweckbestimmung:	zur äußeren Anwendung, zum Einmalgebrauch
Abmessungen:	Größe 1: Durchmesser 0,8cm, Länge 4cm Größe 2: Durchmesser 1,0cm, Länge 4cm Größe 3: Durchmesser 1,2cm, Länge 4cm Größe 4: Durchmesser 1,4cm, Länge 4cm
Qualitätskontrolle:	Permanente Kontrollen während der Produktion Wareneingangskontrolle durch AMPri, Rückverfolgbarkeit durch Lot-Nummern CE gemäß MPG – Klasse I
Verpackung:	Karton á 1.500g Größe 1: ca. 4.500 Stück Größe 2: ca. 3.400 Stück Größe 3: ca. 2.250 Stück Größe 4: ca. 1.725 Stück