

## Spezifikationen / Specification

### Tray Papier / tray paper

<b>Papier – Paper</b>		
<b>Flächengewicht, Basis weight:</b>	DIN EN ISO 536	55 ± 2 g/m <sup>2</sup>
<b>Dicke, Thickness:</b>	DIN EN 20 534, ISO 534	0,14 ± 0,02 mm
<b>Bruchkraft längs, Tensile strength MD:</b>	DIN EN ISO 1924-2	≥ 28 N/15 mm
<b>Naßbruchkraft längs, Tensile strength MD, wet:</b>	DIN ISO 3781	≥ 4,0 N/15 mm
<b>Bruchdehnung längs, Stretch MD:</b>	DIN EN ISO 1924-2	≥ 4,0 %
<b>Chlor, Chlorine:</b>		negativ, negative
<b>Optische Aufheller, Optical brighteners:</b>		negativ, negative
<b>pH-Wert, pH-value</b>		7,0 ± 1,0
<b>Maße, Dimensions:</b>		
<b>Größe, Size L x B:</b>		
L - Länge, Length:	L ± 5 mm	
B - Breite, Width:	B ± 5 mm	

Chiasso, 02.01.2014