



### MaiMed<sup>®</sup> - FM Comfort OP-Maske

#### Produktdaten:

Product Specification:



#### Produktbeschreibung: Product Description:

OP-Maske aus 3-lagigem Vliesstoff mit elastischem Band, zum Fixieren hinter den Ohren. Mit einstellbarem Nasenbügel für anatomisch korrekten Sitz. Der Mundschutz ist hypoallergen, glasfaser- und latexfrei. Sterilisierbar mit Ethylenoxid, Strahlen oder -A 121°C. *Surgical face mask made of 3-layer non-woven fabric with elastic band, for fixation behind the ears. Adaptable nose bridge for an anatomically correct fit. The face mask is hypoallergenic, glass fibre-free and free of latex. Sterilizable: ethylene oxide, rays or -A 121 °C.*

#### Bemerkungen: Remarks:

Für den Einsatz in der Medizin und der Lebensmittelindustrie. *Suitable for use in the medical and food sector.*

#### Ausführungen: Sizes:

Aufmachung / Packaging	Größe / Size	Farbe / Colour	Pack.-Inhalt / Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
mit Gummizug / with elastic	Einheitsgröße / standard size	grün/green	50 Stück / pcs	75513	4046153026920	5014142	20
		blau/blue	50 Stück / pcs	75503	4046153026722	2208101	20
		gelb/yellow	50 Stück / pcs	75517	4046153026982	5467553	20
		rosa/pink	50 Stück / pcs	75514	4046153026944	5467576	20
		weiß/white	50 Stück / pcs	75512	4046153026906	5467582	20

#### Qualitätssicherung: Quality Management:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG; EN 14683 (Typ Klasse II)  
CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE- Marking on each packaging level  
CE- Klassifizierung: Klasse I / CE- Classification: Class I  
Filtrationsleistung: > 98% / Filtration efficiency: > 98%  
Getestet durch Nelson Laboratories: 99,3 % / Tested by Nelson Laboratories: 99,3 %

#### Verwendbarkeit: Shelf Life:

 5 Jahre / 5 years

#### Material: Material:

Vorderseite: 100% glasfaserfreier Vliesstoff (ca. 20 g/m<sup>2</sup>)  
*Front: 100% glass-fibre free non-woven (approx. 20 g/m<sup>2</sup>)*

Innen: Glasfaserfreies Filtermedium (ca. 20 g/m<sup>2</sup>)  
*Inside: glass-fibre free filtermedium (approx. 20 g/m<sup>2</sup>)*

Rückseite: 100% glasfaserfreier Vliesstoff (ca. 16 g/m<sup>2</sup>)  
*Back: 100% glass-fibre free non-woven (approx. 16 g/m<sup>2</sup>)*

Nasenbügel: Flexibler Aluminiumdraht, mit Kunststoff ummantelt  
*Nose-bridge: Flexible aluminium wire, covered with plastic.*

Gummizug: Baumwolle; Elastan (Länge ca. 16,5 cm)  
*Elastic: Cotton; Elastane (length approx. 16,5 cm)*

#### Abmessung: Measures:

Maske: Länge: 175 ± 2mm; Breite: 95 ± 2mm  
*Mask: Length: 175 ± 2mm; Width: 95 ± 2mm*

#### Symbole: Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter [www.MaiMed.de](http://www.MaiMed.de)  
*Further information about the symbols on our homepage [www.MaiMed.de](http://www.MaiMed.de)*

